



Wichtige Hinweise für die Praxis:

- Der USB Schutz Dongle muss direkt am Server eingesteckt sein. Achten Sie auf mindestens einen freien USB-Port.
- Sollten Sie einen virtualisierten Server haben, ist ein USB-to-LAN Konverter einzusetzen. Dieser muss im Vorfeld vom jeweils zuständigen Hardwarebetreuer bereitgestellt und installiert sein. Wir empfehlen den Silex DS-510.
- Für die GDT-Anbindung an Ihre Patientenverwaltungssoftware, muss der Servicepartner Ihrer Software per Fernwartung bereitstehen.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem PVS Betreuer, ob zusätzliche Lizenzen für eine GDT-Anbindung notwendig sind.
- Denken Sie daran, im Nachgang Ihre Datensicherung anzupassen und die neuen Daten mit zu berücksichtigen.
- Ebenfalls ist in den meisten Fällen, schon während der Installation, der Virenschutz und die Firewall anzupassen. Diese Einstellungen müssen von Ihrem Hardwarebetreuer gesetzt werden.
- Zur Installation müssen der Praxis alle Benutzer und Administrator Kennwörter bekannt sein.
- Zu Beginn der Installation ist ein Neustart des Servers und der zu installierenden PCs erforderlich. Bitte beachten Sie dies bei der Terminierung, da in dieser Phase kein Praxisbetrieb möglich ist.

Tipp!

Händigen Sie diese Hinweise Ihrem technischen Betreuer aus.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen per

E-Mail support@a-z-it.com

Telefon: 08331 / 994 993 0

zur Verfügung.